

PROTOCOLO ESTIMULACIÓN CON ACTH

*Diagnóstico de Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing) e
Hipoadrenocorticismo (Enfermedad de Addison) en perros*



1 Mantenga el perro en ayunas durante la noche.



2 Tome una muestra de sangre para la determinación de Cortisol basal.




3 Inyecte la ACTH sintética:

- Dosis Tradicional: 0.25 mg/perro
- Dosis Alternativa: 5µg/kg

Nuvacthen: intramuscular

Synachten o Cortrosyn: intramuscular o intravenosa



4 Tome una muestra de sangre 60 minutos después de la inyección de ACTH para la determinación de Cortisol post-estimulación.